


Wb・Elisa用抗Rpl18Aポリクローナル抗体 - Q02543

商品番号: CM0023581



前書き

ヒトRPL18A（60Sリボソームタンパク質L18a/eL20）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性レベルを検出し、リボソーム生物学や翻訳制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL18A ウサギpAb
備考/別名	L18A; eL20; RPL18A
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6142
免疫原	ヒトRPL18A（NP_000971.1）のアミノ酸50～176番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02543
タンパク質分子量	21kDa
発送	氷袋梱包