


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Rpl19ポリクローナル抗体 - P84098

商品番号: CM0023687



前書き

ヒトRPL19（60Sリボソームタンパク質L19）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。リボソーム研究や翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL19 ウサギpAb
別名/略称	L19; eL19; RPL19
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6143
GeneID	6143
免疫原	ヒトRPL19（NP_000972.1）のアミノ酸1-100領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84098
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	保冷剤