


抗Rpl21ウサギポリクローナル抗体 - P46778

商品番号: CM0017868



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのRPL21ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRPL21を認識します。リボソーム機能およびタンパク質合成の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL21ウサギpAb
備考／別名	L21; eL21; HYPT12; RPL21
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6144
GeneID	6144
免疫原	ヒトRPL21のアミノ酸1~160 (NP_000973.2) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46778
タンパク質分子量	19 kDa
配送	保冷バッグ