


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rpl23

ウサギポリクローナル抗体 - P62829

商品番号: CM0028856



前書き

ヒトRPL23（60Sリボソームタンパク質L23）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。リボソーム生物学研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL23 ウサギ pAb
備考/別名	L23; uL14; rpL17; RPL23
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9349
GeneID	9349
免疫原	ヒトRPL23（NP_000969.1）のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62829
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷バッグ