


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rpl23A ポリクローナル抗体 - P62750

商品番号: CM0026133



前書き

ヒトRPL23A（60Sリボソームタンパク質L23a）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。リボソーム研究およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RPL23A ウサギ pAb
備考/別名	L23A; uL23; MDA20; RPL23A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6147
GeneID	6147
免疫原	ヒトRPL23A（NP_000975.2）のアミノ酸1-156に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62750
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋