


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rpl24 ウサギポリクローナル抗体 - P83731

商品番号: CM0015039



前書き

ヒトRPL24（リボソームタンパク質L24）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのRPL24を検出。翻訳研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL24 ウサギ pAb
備考/別名	L24; eL24; HEL-S-310; RPL24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6152
GeneID	6152
免疫原	ヒトRPL24（NP_000977.1）のアミノ酸38-157に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P83731
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ