


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Rpl26モノクローナル抗体 - P61254

商品番号: CM0009618



前書き

RPL26ウサギmAbは、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでバリデーション済みの組換えモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのRPL26（60Sリボソームタンパク質L26）を認識します。RPL26は、リボソーム大サブユニットを構成する主要コンポーネントです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL26ウサギmAb
備考／別名	L26; uL24; DBA11
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6154
GeneID	6154
免疫原	ヒト RPL26（NP_000978.1）のアミノ酸1～145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61254
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ