


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Rpl26ウサギポリクローナル抗体（Rpl26/Ul24） - P61254

商品番号: CM0022517



前書き

このウサギポリクローナル抗体はヒトRPL26（リボソーム大サブユニットタンパク質uL24）を標的とし、WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みです。マウスおよびラットとも交差反応するため、リボソームおよびタンパク質合成の研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL26ウサギpAb
備考／別名	L26 ; uL24 ; DBA11 ; RPL26
種	ヒト
Gene ID	6154
免疫原	ヒトRPL26（NP_000978.1）のアミノ酸20～95に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61254
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ