

抗Rpl26L1ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Unx3

商品番号: CM0030884

前書き

ヒトRPL26L1（リボソームタンパク質uL24様）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで反応性を示します。リボソーム構造、タンパク質合成、大サブユニット生物学におけるuL24の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL26L1 ウサギ pAb
別名	RPL26P1; RPL26L1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51121
遺伝子ID	51121
免疫原	ヒトRPL26L1（NP_057177.1）の1～145アミノ酸配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UNX3
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	氷袋梱包