


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Rpl27 ウサギポリクローナル抗体 - P61353

商品番号: CM0013039



前書き

ヒトRPL27（60Sリボソームタンパク質L27、eL27）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。リボソームプロセッシングおよびタンパク質合成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL27 ウサギ pAb
備考/別名	L27; eL27; DBA16; RPL27
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6155
遺伝子ID	6155
免疫原	ヒトRPL27（NP_000979.1）のアミノ酸1-136に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61353
タンパク質分子量	16kDa
配送	保冷バッグ