


抗Rpl3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P39023

商品番号: CM0026292



前書き

WBおよびELISA用の抗RPL3ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスの大型リボソームサブユニットタンパク質uL3（RPL3、TARBP-B）を認識します。リボソーム集合および翻訳研究に最適です。P39023。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL3 ウサギ pAb
備考/別名	L3; uL3; ASC-1; TARBP-B; RPL3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6122
遺伝子ID	6122
免疫原	ヒトRPL3（NP_000958.1）のアミノ酸1〜260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P39023
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	氷袋