

Anti-Rpl30 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P62888

商品番号: CM0017188



前書き

ヒトリボソームタンパク質L30（RPL30）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。リボソームおよび翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL30 ウサギ pAb
備考/別名	L30; eL30; RPL30
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6156
GeneID	6156
免疫原	ヒトRPL30（NP_000980.1）のアミノ酸1-115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62888
タンパク質分子量	13 kDa
配送	アイスバッグ