


ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Rpl31 ウサギポリクローナル抗体 - P62899

商品番号: CM0020018



前書き

ヒトRPL31に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。標的は60Sリボソームタンパク質L31（14 kDa）。リボソームおよび翻訳研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	RPL31 ウサギ pAb
備考/別名	L31; eL31; RPL31
種	ヒト
GeneID	6160
免疫原	ヒトRPL31 (NP_000984.1) のアミノ酸5-105に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62899
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ