


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Rpl32ポリクローナル抗体 - P62910

商品番号: CM0013836



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのRPL32ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRPL32を検出します。リボソームタンパク質および翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL32ウサギpAb
備考／別名	L32; eL32; PP9932; RPL32
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6161
GeneID	6161
免疫原	ヒトRPL32のアミノ酸1〜135 (NP_000985.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62910
タンパク質分子量	16 kDa
配送	保冷バッグ