


抗Rpl34ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P49207

商品番号: CM0021928



前書き

ヒトリボソームタンパク質L34（RPL34）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAのアプリケーションに対応して設計されています。

ヒトおよびマウスのeL34（13 kDa）を検出し、リボソームおよび翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL34 ウサギpAb
別名	L34; eL34; RPL34
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6164
GeneID	6164
免疫原	ヒトRPL34（NP_000986.2）のアミノ酸1-117番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49207
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	保冷剤