


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Rpl35ポリクローナル抗体 - P42766

商品番号: CM0020162



前書き

ヒトRPL35（60Sリボソームタンパク質L35）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。リボソーム研究およびタンパク質合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL35 Rabbit pAb
備考/別名	L35; uL29; DBA19; RPL35
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11224
GeneID	11224
免疫原	ヒトRPL35（NP_009140.1）のアミノ酸50-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42766
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋