


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Rpl36 ポリクローナル抗体 - Q9Y3U8

商品番号: CM0029544



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用 RPL36

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの60Sリボソームタンパク質eL36であるRPL36を検出します。リボソームおよび翻訳研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL36 ウサギ pAb
備考/別名	L36; eL36; RPL36
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25873
GeneID	25873
免疫原	ヒト RPL36 のアミノ酸1-105に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_056229.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3U8
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ