


ウェスタンブロット、Elisa用 Anti-Rpl36A ポリクローナル抗体 - P83881

商品番号: CM0016217



前書き

ヒトRPL36A (eL42, L44L)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。リボソームタンパク質解析、細胞増殖、および遊走研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL36A ウサギ pAb
備考/別名	L36A; L44L; MIG6; eL42; RPL44; RPL36A
種	ヒト
Gene ID (Human)	6173
Gene ID	6173
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRPL36A (NP_066357.2) のアミノ酸37-142に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P83881
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ