

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rpl36Al ポリクローナル抗体 - Q969Q0

商品番号: CM0017352

前書き

ヒト RPL36AL (60Sリボソームタンパク質L36a様) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。リボソームタンパク質および翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL36AL Rabbit pAb
備考/別名	RPL36A; RPL36AP42; RPL36A_18_1363; RPL36AL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6166
GeneID	6166
免疫原	ヒト RPL36AL (NP_000992.1) のアミノ酸 1-106 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969Q0
タンパク質分子量	12kDa
配送	氷袋