


抗Rpl37ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P61927

商品番号: CM0019248



前書き

ヒトの60Sリボソームタンパク質L37（RPL37）を特異的に認識するウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウェスタンブロッティングおよびELISAでの利用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リボソームやタンパク質合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL37 ウサギ pAb
別名	L37; eL37; RPL37
対象種	ヒト
遺伝子ID	6167
免疫原	ヒトRPL37（NP_000988.1）のアミノ酸1～97番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P61927
タンパク質分子量	11kDa
輸送方法	保冷剤同梱