


Wb、Elisa用 Anti-Rpl38 ポリクローナル抗体 - P63173

商品番号: CM0017150



前書き

ヒトリボソームタンパク質L38 (RPL38)
特異的な高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、8kDaバンドを検出。リボソーム構造、翻訳、タンパク質合成に関する研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL38 ウサギ pAb
備考/別名	L38; eL38; RPL38
種	ヒト
遺伝子ID	6169
免疫原	ヒトRPL38 (NP_000990.1) のアミノ酸1-70に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P63173
タンパク質分子量	8kDa
発送	保冷バッグ