


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rpl39ウサギポリクローナル抗体 - P62891

商品番号: CM0020427



前書き

ヒトRPL39を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。6kDaの60Sリボソームタンパク質L39を特異的に検出し、リボソーム研究および翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL39ウサギpAb
備考/別名	L39; eL39; RPL39P42; RPL39_23_1806; RPL39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6170
GeneID	6170
免疫原	合成ペプチド ヒトRPL39 (NP_000991.1) のアミノ酸1〜51内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P62891
タンパク質分子量	6kDa
輸送	保冷剤