


Anti-Rpl4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P36578

商品番号: CM0027633



前書き

ヒトRPL4（uL4）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたリボソームタンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL4 Rabbit pAb
備考/別名	L4; uL4; RPL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6124
免疫原	ヒトRPL4（NP_000959.2）のアミノ酸1-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36578
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスパック