


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Rpl5 ポリクローナル抗体 - P46777

商品番号: CM0020676



前書き

RPL5

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAに対して検証済みです。リボソームタンパク質L5/uL18の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	RPL5 ウサギ pAb
備考/別名	L5; uL18; MSTP030; PPP1R135; RPL5
種	ヒト
GeneID	6125
免疫原	ヒトRPL5（NP_000960.2）のアミノ酸1-95に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46777
タンパク質分子量	34kDa
配送	保冷バッグ