


抗Rpl6ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q02878

商品番号: CM0015049



前書き

RPL6ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAに対応し、ヒト、マウス、ラットと反応します。大リボソームサブユニットの構成成分で、タンパク質合成およびHTLV-I Tax応答性エレメント結合に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL6 Rabbit pAb
備考／別名	L6; eL6; TXREB1; SHUJUN-2; TAXREB107; RPL6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6128
GeneID	6128
免疫原	組換えタンパク質 ヒト RPL6 (NP_000961.2) のアミノ酸188-288番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02878
タンパク質分子量	33kDa
輸送	氷袋梱包