


Wb、Elisa用抗Rpl7Aモノクローナル抗体 - P62424

商品番号: CM0002991



前書き

ヒトRPL7A（eL8、SURF3）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞質におけるリボソームタンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL7A ウサギmAb
備考/別名	L7A; eL8; TRUP; SURF3; PLA-Xポリペプチド; RPL7A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6130
免疫原	ヒトRPL7A（P62424）のアミノ酸1～165に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62424
タンパク質分子量	30 kDa
輸送方法	氷袋