


抗Rpl7A ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用 - P62424

商品番号: CM0018195



前書き

ヒトRPL7Aに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。リボソームタンパク質研究や診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL7A Rabbit pAb
備考/別名	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
種	ヒト
遺伝子ID	6130
免疫原	ヒトRPL7A (NP_000963.1)のアミノ酸1-266に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62424
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋梱包