


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rpl7Aウサギポリクローナル抗体 - P62424

商品番号: CM0016437



前書き

ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IF/ICC、ELISAでの実証が確認されたRPL7Aウサギポリクローナル抗体。標的は細胞タンパク質合成に不可欠な大ribosomal サブユニットのコア成分である60S ribosomal タンパク質L7a (eL8) です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL7A Rabbit pAb
備考/別名	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6130
遺伝子ID	6130
免疫原	ヒトRPL7A (NP_000963.1) のアミノ酸1-266に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62424
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	保冷剤