


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Rpl8ウサギポリクローナル抗体 - P62917

商品番号: CM0016693



### 前書き

RPL8（大型リボソームサブユニットタンパク質uL2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リボソーム生物学およびタンパク質合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名         | RPL8 Rabbit pAb                                               |
| 備考/別名       | L8; uL2; RPL8                                                 |
| 種           | ヒト                                                            |
| GeneID (ヒト) | 6132                                                          |
| GeneID      | 6132                                                          |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトRPL8 (NP_000964.1) のアミノ酸1-257に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                           |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                     |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                    |
| SWISS       | P62917                                                        |
| タンパク質分子量    | 28kDa                                                         |
| 配送          | 氷袋                                                            |