


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rpl9 ウサギポリクローナル抗体 - P32969

商品番号: CM0027551



前書き

ヒトリボソームタンパク質L9（RPL9）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスとの交差反応性を示します。リボソーム生成およびタンパク質合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL9 Rabbit pAb
備考/別名	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6133
遺伝子ID	6133
免疫原	ヒトRPL9（NP_000652.2）のアミノ酸1-192に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P32969
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋