


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rpl9ウサギポリクローナル抗体 - P32969

商品番号: CM0014480



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用のヒトRPL9（60Sリボソームタンパク質L9/uL6）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスと交差反応します。リボソームおよびタンパク質合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPL9ウサギpAb
備考/別名	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6133
遺伝子ID	6133
免疫原	ヒトRPL9（NP_000652.2）のアミノ酸1～192に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P32969
タンパク質分子量	22 kDa
輸送	保冷バッグ