


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Rplp0 ウサギポリクローナル抗体 - P05388

商品番号: CM0029639



前書き

ヒトRPLP0 (UniProt P05388) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。リボソームタンパク質発現研究およびローディングコントロール用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPLP0 ウサギ pAb
備考/別名	P0; LP0; LI0E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6175
GeneID	6175
免疫原	ヒトRPLP0 (NP_000993.1) のアミノ酸1-317に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05388
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ