


Anti-Rplp0 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P05388

商品番号: CM0012851



前書き

ヒトRPLP0（60S酸性リボソームタンパク質P0）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。リボソームとタンパク質合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPLP0 Rabbit pAb
備考／別名	P0; LPO; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
生物種	ヒト
遺伝子ID	6175
免疫原	ヒトRPLP0 (NP_000993.1) のアミノ酸1-317番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05388
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷剤