


抗Rplp1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P05386

商品番号: CM0027420



前書き

大リボソームサブユニットタンパク質P1（RPLP1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF/ICC）、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラット、ゼブラフィッシュの試料に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPLP1 Rabbit pAb
別名	P1; LP1; RPP1; RPLP1
種	ヒト
GeneID	6176
免疫原	ヒトRPLP1（NP_000994.1）のアミノ酸1～114番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、ゼブラフィッシュ
SWISS	P05386
タンパク質分子量	12kDa
発送方法	保冷剤