


Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Rplp2ポリクローナル抗体 - P05387

商品番号: CM0030622



前書き

ウサギ由来ヒトRPLP2（60S酸性リボソームタンパク質P2）に対するポリクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示します。タンパク質合成およびリボソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPLP2 ウサギ pAb
備考／別名	P2, LP2, RPP2, D11S2243E, RPLP2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6181
GeneID	6181
免疫原	ヒトRPLP2（NP_000995.1）のアミノ酸1～115に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05387
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	氷袋