

抗Rpn1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04843

商品番号: CM0027459



前書き

タンパク質N型糖鎖付加に必須なオリゴサッカリトランスフェラーゼ複合体のサブユニットであるヒトRPN1（リボホリンI）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、ヒトとラットに交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPN1 ウサギ pAb
備考 / 別名	OST1; RBPH1; RPN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6184
遺伝子ID	6184
免疫原	ヒトRPN1 (NP_002941.1) のアミノ酸20～280番に対応する配列を含む組換えタンパク質 / 組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04843
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	氷袋