

Wb、Elisa用抗Rpn1ウサギポリクローナル抗体 - P04843

商品番号: CM0019892



前書き

オリゴ糖転移酵素複合体のサブユニットであるヒトRPN1（リボフォリンI）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。N-グリコシル化および小胞体（ER）生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPN1 ウサギpAb
備考／別名	RPN1; OST1; RBPH1; リボフォリンI
種	ヒト
GeneID	6184
免疫原	ヒトRPN1（NP_002941.1）のアミノ酸22～350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04843
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷バッグ