

Anti-Rpn1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P04843

商品番号: CM0015071



前書き

ヒトRPN1（リボフォリンI）を標的とするウサギポリクローナル抗体。69

kDaのOST複合体サブユニットです。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。N-グリコシル化および小胞体（ER）の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPN1 Rabbit pAb
備考/別名	OST1; RBPH1; RPN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6184
免疫原	ヒトRPN1 (NP_002941.1) のアミノ酸20-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P04843
タンパク質分子量	69kDa
配送	氷袋