

Wb、Elisa用Anti-Rpn2ポリクローナル抗体 - P04844

商品番号: CM0029265



前書き

ヒトRPN2（リボフォリンII）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。N-グリコシル化および小胞体（ER）関連タンパク質処理の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPN2 Rabbit pAb
備考/別名	SWP1, RPNII, RIBIIR, RPN-II, RPN2
種	ヒト
GeneID	6185
免疫原	ヒトRPN2（NP_002942.2）のアミノ酸360-540に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04844
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスパック