

Anti-Rpp25 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Bul9

商品番号: CM0029737



前書き

ヒトRPP25（tRNAおよびrRNAプロセッシングに関与するリボヌクレアーゼP/MRPサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの交差反応性があり、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。核小体タンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPP25 Rabbit pAb
備考/別名	RPP25
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54913
GeneID	54913
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRPP25（NP_060263.2）のアミノ酸1-199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BUL9
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ