

抗Rpp25Lウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q8N5L8

商品番号: CM0025320

前書き

推定RNase P/MRPサブユニットであるヒトRPP25L (C9orf23)

に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性あり。核/RNAプロセッシング研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPP25L ウサギpAb
備考/別名	C9orf23; bA296L22.5; RPP25L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	138716
GeneID	138716
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRPP25Lの1～163アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_680544.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8N5L8
タンパク質重量	18kDa
配送	アイスバッグ