


Wb、Elisa用 抗Rprd1A ポリクローナル抗体 - Q96P16

商品番号: CM0023932



前書き

ヒトRPRD1Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。転写調節と細胞周期制御の研究に有用です。分子量は約36 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPRD1A ウサギ pAb
備考/別名	P15RS; HsT3101; RPRD1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55197
遺伝子ID	55197
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96P16
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷バッグ