

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rprd1Bポリクローナル抗体 - Q9Nqg5

商品番号: CM0018554



前書き

RPRD1B（CREPT、Kub5-Hera）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの反応性を示し、WB、IHC-P、ELISAに適しています。転写調節および腫瘍形成に関与しており、腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPRD1B Rabbit pAb
備考/別名	K-H; CREPT; NET60; C20orf77; Kub5-Hera; dj1057B20.2; RPRD1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	58490
免疫原	ヒト rprd1b (Q9NQG5) のアミノ酸80-326に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQG5
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋