


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rps10 ポリクローナル抗体 - P46783

商品番号: CM0029290



前書き

RPS10

ウサギポリクローナル抗体は、小サブユニット構成要素である40Sリボソームタンパク質S10を検出します。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。リボソームおよびダイヤモンド・ブラックファン貧血の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS10 ウサギ pAb
備考 / 別名	S10; DBA9; eS10; RPS10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6204
免疫原	ヒトRPS10 (NP_001190174.1) のアミノ酸1-165に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46783
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ