


抗Rps12ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P25398

商品番号: CM0026669



前書き

RPS12ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。リボソーム生合成と翻訳に関与する小リボソームサブユニットの重要な構成要素である40Sリボソームタンパク質S12（eS12）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS12 Rabbit pAb
備考／別名	S12; eS12; RPS12
由来種	ヒト
GeneID（ヒト）	6206
GeneID	6206
免疫原	ヒトRPS12（NP_001007.2）のアミノ酸1-132番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25398
タンパク質分子量	15kDa
輸送方法	氷袋