


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Rps13 ウサギポリクローナル抗体 - P62277

商品番号: CM0017451



前書き

ヒトRPS13（リボソームタンパク質S13、uS15）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。リボソーム生成および翻訳の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS13 Rabbit pAb
備考/別名	S13; uS15; RPS13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6207
GeneID	6207
免疫原	ヒトRPS13（NP_001008.1）のアミノ酸79-151に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62277
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋