


## 抗Rps14ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P62263

商品番号: CM0025650



### 前書き

ヒトRPS14（40Sリボソームタンパク質S14）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。リボソーム生合成および核小体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 製品名         | RPS14 Rabbit pAb                                   |
| 別名          | S14; EMTB; uS11; RPS14                             |
| 対象種         | ヒト                                                 |
| 遺伝子ID（ヒト）   | 6208                                               |
| 遺伝子ID       | 6208                                               |
| 免疫原         | ヒトRPS14（NP_005608.1）のアミノ酸1～151に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                          |
| 用途          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISSプロットID | P62263                                             |
| タンパク質分子量    | 16kDa                                              |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                |