


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Rps17 ウサギポリクローナル抗体 - P08708

商品番号: CM0024343



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用の抗RPS17ウサギポリクローナル抗体。ヒトで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。40Sリボソームタンパク質S17を認識。これは小リボソームサブユニットの構成要素であり、リボソーム生合成とダイヤモンド・ブラックファン貧血に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	RPS17 ウサギ pAb
備考/別名	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6218
GeneID	6218
免疫原	ヒトRPS17 (NP_001012.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P08708
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ