


Anti-Rps17 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P08708

商品番号: CM0022231



前書き

RPS17（40Sリボソームタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。リボソームおよびタンパク質合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS17 Rabbit pAb
備考/別名	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
種	ヒト
GeneID	6218
免疫原	合成ペプチド（ヒトRPS17 (NP_001012.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド）
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08708
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋