


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Rps18ポリクローナル抗体 - P62269

商品番号: CM0012907



前書き

ヒRPS18（40Sリボソームタンパク質S18）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。リボソーム研究およびタンパク質合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS18 Rabbit pAb
備考/別名	KE3, S18, HKE3, KE-3, uS13, D6S218E, RPS18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6222
GeneID	6222
免疫原	ヒトRPS18 (NP_072045.1) のアミノ酸1-152に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62269
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋